




Xense sanitary






Detergente per sanitari profumato

Xense sanitary è un detergente sanitario acido, debole, profumato, per la pulizia quotidiana, pulisce e deodora in un unico passaggio. La speciale formulazione per gli utenti professionali, è adatto per la rimozione facile di calce, schiuma di sapone, grasso corporeo e lo sporco. Con un profumo d'arancia, lascia **Xense sanitary** un profumo fresco e gradevole di lunga durata. Con l'uso regolare impedisce **Xense sanitary** la costruzione del calce e residuo di sapone. La compatibilità dei materiali eccellente permette una pulizia delicata di smalto, cromo, porcellana, ceramica, piastrelle, marmo, plastica e superfici verniciate, vetro, ecc.
Applicazione: per la pulizia regolare di tutte le superfici e pavimenti resistenti agli acidi nel settore sanitario con acqua dura.

- **Pulito** Lascia un profumo unico d'arancia nella pulizia quotidiana
- **Sicuro** Codice colore sulle etichette multilingue per la sicurezza degli utenti
- **Efficiente** Pulitezza di lunga durezza



Modo d'uso

1 	2  50 - 200 ml 10 L
3 	4 
5 	

1. Potete trovare le avvertenze d'uso sul piano di pulizia e sull'etichetta del prodotto.
2. Versare 50 - 200 ml di **Xense sanitary** in 10 l d'acqua a seconda del grado di sporco
3. Pulire le superfici con un panno in microfibra poliflex colore codificata per prevenire la contaminazione incrociata
4. Per la pulizia manuale dei pavimenti consigliamo **Xense sanitary** in combinazione con il sistema rasanTEC
5. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita

Avvertenza di sicurezza

Solo per l'uso professionale!

Utilizzare solo su materiali resistenti all'acqua e agli acidi. Assorbire immediatamente gocce o spruzzi e sciacquare abbondantemente. Verificare la compatibilità ai materiali in punti poco esposti.

Non mischiare con altri prodotti!

Seguire le avvertenze di pericolo sulla scheda informativa in materia di sicurezza e sulla confezione originale.

Valore pH (conc.)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Condizioni d'immagazzinaggio

Conservare solo nella confezione originale a una temperatura compresa tra 0°C e 40°C.

Unità di vendita

12 x 1 l Flacone
2 x 5 l Bidone

3053320
3045960